

ROBOTERGESTÜTZTE GERÄTE

AMADEO®

AMADEO® ist der Pionier in der Finger-Hand-Rehabilitation. AMADEO® hilft dabei, verschiedene Aspekte der **Greifbewegung**, zu trainieren, bietet gezieltes Training zur Fingerstreckung und ermöglicht die Behandlung von Spastik und erhöhtem Tonus.



DIEGO®

DIEGO® ist ein einzigartiges Therapiegerät für die Arm-Schulter-Rehabilitation. Die **intelligente Gewichtsentlastung** ermöglicht ein **aktives Training** in einem **dreidimensionalen Therapiebereich** an der individuellen Leistungsgrenze des Patienten.



OMEGO® Plus

OMEGO® Plus ist ein **robotergestütztes Therapiesystem** zur Gangrehabilitation (Motorik, Bewegungsumfang, Kraft, Ausdauer, Koordination und Kognition). Durch den **flexibel einstellbaren Therapiestuhl** ist OMEGO® Plus für Patienten aller Rehabilitationsphasen zugänglich.



LEXO®

LEXO® ist ein **robotergestütztes Endeffektor-Gangtrainingsystem**, die Eigenaktivität des Patienten fördert und freie Gelenkbewegung zulässt. Einfache Handhabung und ein schnelles Setup ermöglichen eine **effiziente Nutzung der Therapiezeit**.



TyroS

Die TyroS-Software ist das Herzstück aller Tyromotion-Geräte und vereint Technologie, Knowhow und therapeutische Programme. Die Software bietet eine umfassende Patientensicht auf allen Geräten und motiviert Patienten mit einer ansprechenden therapeutischen Spielumgebung.

Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

SENSORISCHE GERÄTE

MYRO®

MYRO® ist ein sensorgestütztes Therapiegerät für die motorische Rehabilitation der oberen Extremität und zur **kognitiven Therapie**. MYRO® bietet **Krafterkennung, Integration von Alltagsobjekten** und eine große Auswahl an **spielbasierten Therapieprogrammen**.



PABLO®

PABLO® ist ein sensorgestütztes Rehabilitationsgerät bei motorischen Defiziten. PABLO® ermöglicht **interaktive Therapien** für den gesamten Körper und verfügt über verschiedenes Zubehör, um die Therapie unterhaltsamer und spannender zu gestalten.



PABLO®

Lower Extremity

PABLO® Lower Extremity ist ein **Ganganalyse-** und Trainingssystem. Es misst die wichtigsten Gangparameter, die für die Auswahl der therapeutischen Maßnahmen bei komplexen Gangproblemen benötigt werden.



TYMO®

TYMO® ist ein kompaktes **Assessment und Therapiesystem** für den gesamten Körper. Es trainiert die **posturale Kontrolle** und das **Gleichgewicht** auf effektive und spielerische Weise. TYMO® verfügt über verschiedenes Zubehör zur statischen und dynamischen Anwendung, z. B. Stehen, Sitzen oder Stützen.



TYROSTATION

Die Tyrostation beheimatet alle Einzelteile von PABLO® und TYMO® und bietet dazu noch perfekte **ergonomische Anpassbarkeit** für jeden Patienten.



in TYROMOTION

f Tyromotion GmbH
Bahnhofgürtel 59
8020 Graz, AUSTRIA

Instagram
+43 316 908 909
office@tyromotion.com

2022 www.tyromotion.com

Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen